


EFFITAB®

Effektiv vand-desinfektion

1 tablet
pr. 1000 L
vand



Holder drikkevandet
rent for skadelige
mikroorganismer



KARAKTERISTIKA


Effitab® er en brusetablet og indeholder 60 % NaDCC (Troclosen-natrium), som er fremstillet til erhvervsmæssig drikkevandsdesinfektion i husdyrbruget.

- Nem at dosere (1 tablet pr. 1000L vand)
- Brusetablet (fuldstændig og hurtig homogen brugsopløsning)
- God stabilitet

INDHOLD [CAS 51580-86-0]

Troclosen-natrium dihydrat (DCCNa) [CAS 51580-86-0]: 60%

- **Effitab®** er en Chlor baseret brusetablet i en sur form, som indeholder 60% NaDCC (Troclosen-natrium).
 - opløselig i vand, og omdannes til den mest aktive ikke dissocierede chlorin ion - hypochlorsyre
 - meget potente biocide egenskaber
 - hurtigt virkende
 - restprodukterne er bionedbrydelige
- **Effitab®** opløsning indeholder over 90 % hypochlorsyre (HOCl).



- HOCl angives 100 gange mere effektiv end den dissocierede form (hypochlorit)



EFFEKTIVITET

- Bactericid, virucid*
- Biofilm kontrol


Anvendelse	Mål	Patogener	Betingelser	Dosis	Koncentration
Vand desinfektion	Bactericid	<i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella enterica</i>	10 °C - 25 min	1 tablet / 1000 L	5 ppm aktivt chlor
	Virucid	Aviær Influenza PED (Porcine Epidemic diarrhoea)	10 °C - 25 min		

* I henhold til tilpasning af UBA metoden "Quantitative determination of the efficacy of drinking water disinfectants".

FORDELE

• Optimeret pH


Den svagt sure opløsning er mere effektiv end basiske opløsninger.



Opløsning af NaDCC skaber en optimal pH-værdi omkring 6 til 6.5*, som sikrer en høj koncentration af aktivt chlor i forhold til natrium hypochlorit.

* Afhængigt af vandets initiale pH værdi.

• Buffer egenskaber sikrer aktivt chlor



Frit chlor forbruges under desinfektions processen. Balancen mellem NaDCC chlor reserven og aktivt frit chlor sikrer buffer egenskaber, hvor **Effitab®** vedvarende frigiver aktivt chlor i takt med forbruget til desinfektion.

ANVENDELSE



Drikkekar



Vandbeholdere



Doseringspumper

BRUGSANVISNING**

Effitab® brugsanvisning:

Alle dyrearter: lav en opløsning med 5 ppm aktivt chlor.

5 ppm aktiv chlor: 1 tablet pr. 1000L drikkevand.

- **Drikkekar:** (udsat for U.V., støv, organisk materiale) gentag desinfektion, når koncentrationen af aktiv chlor er under 1 ppm eller når vandet er uklart
- **Vandbeholdere:** check koncentrationen af aktivt chlor mindst ugentligt; gentag desinfektion når koncentrationen af aktiv chlor er under 1 ppm
- **Doseringspumper:** Lav en stamopløsning som passer til pumpens indstilling

Doserings pumpe	Stamopløsning	Effitab® tabletter	Desinficeret vandmængde
0.10 %	10 L	10	10.000 L
0.20 %		5	5.000 L
0.50 %		2	2.000 L
1.00 %		1	1.000 L

- Afpas stamopløsningen til staldens vandforbrug
- Vent i 15 minutter for komplet opløsning og omrør før tilslutning til vandstrengen
- Chlor koncentrationen ved aftapningstedet bør være mellem 1-3 ppm
- Stamopløsningen kan opbevares 7 til 10 dage frostfrit i en lukket og lystæt beholder

Stop med **Effitab® før evt. anvendelse af medicin, vacciner eller anden tilsætning til drikkevandet, da effekten kan påvirkes heraf.

LOVGIVNING

Biocid PT5.

Kun til professionel anvendelse. Anvend biocider med omtanke.

Læs sikkerhedsdatablad og brugsanvisning inden anvendelse.

OPBEVARING / PAKNING

- Opbevares tørt og køligt i lukket originalpakning.
- 3 års holdbarhed i originalpakning.

Effitab® findes i pakning med 60 tabletter.

